

GLIJLAKEN
PW-0095
95 x 205 cm

Proturn®

HOOGWAARDIGE
KWALITEIT
GLIJLAKENS

**Geschikt voor alle
wentelsystemen**



GLISS
Quality Pro

- 100% hoogwaardig nylon
- glad oppervlak
- lage glijweerstand
- wentelen met minimale wrijving
- minder kans wrijvingsplekken
- wasbaar tot 95 °C

ato form®
voor mensen door mensen



Proturn®

GLIJLAKEN

Wasvoorschrift:

- 95 °C machinewas
- Drogen in droogtrommel op normale temperatuur
- Niet strijken
- Geen wasverzachter gebruiken



Bevestigen:

Het glijlaken wordt als volgt aan het matras vastgemaakt:

- Vouw het glijlaken op het matras uit en leg het met de stiksels naar beneden.
- Plaats het elastiek om de 4 hoeken van het matras.
- Strijk het oppervlak van het glijlaken glad.
- Bevestig de 4 klittenbandsluitingen aan de lange zijde van het glijlaken rond de verstelbare delen (lattenbodern) van het bed.

Let op:

Als het glijlaken niet op de juiste manier vastgemaakt is, zullen de banden en mogelijk het systeem samen met het bed worden beschadigd bij verstelling van het bed.



by **turnAid**
www.turnaid.dk

Raadpleeg voor meer
informatie de handleiding



Bij het niet opvolgen van de instructies of onjuist gebruik vervalt de garantie

Wetterkant 11 | 8401 GC Gorredijk | 085 - 77 34 214 | info@ato-form.nl
www.ato-form.nl